

## Gebrauchsanweisung Neonatalelektroden

### Einsatzgebiet/Warnhinweise:

Ableitung bioelektrischer Signale von der unverletzten Haut.

Die Elektroden müssen von entsprechend ausgebildeten medizinischen Fachpersonal am Patienten appliziert werden.

Möglicherweise auftretende allergische Reaktionen oder Hautunverträglichkeiten ärztlich begutachten.

Verwendung nur mit zugelassenen Patientenkelabel und/oder Adapter.

Nicht in Kontakt mit elektrischen Fremdspannungen bringen. Dieses Produkt ist ein medizinischer Einwegartikel und darf nur einmal verwendet werden. Elektroden bei denen das Gel ausgetrocknet ist dürfen nicht verwendet werden.

Bei versehentlichen Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei einem elektrochirurgischen Eingriff dürfen die EKG-Elektroden nicht so nah am Operationsfeld wie die Neutralelektrode (Erdung) angebracht werden.

### Anwendungsvorschrift:

1. Öffnen des Beutels an der markierten Linie
2. Festlegen der Applikationspunkte. Ausgewählte Hautpartien von Creme, Schmutz oder anderen Trennschichten befreien. Nicht auf ungereinigte Haut aufbringen, da sonst keine sichere Haftung und Signalableitung
3. Elektrode am Kabelansatz von der Trägerfolie abheben
4. Elektrode platzieren und auf die Haut leicht andrücken
5. Patientenleitung kontaktieren

### Anwendungsdauer:

Bei mehrtägiger Anwendung täglich festen Sitz und applizierte Hautfläche kontrollieren.

### Lagerung:

In Originalverpackung wettergeschützt zwischen + 5 und + 30 grad C. Haltbarkeitsdauer beachten. Angebrochene Beutel zügig verbrauchen, verbleibende Elektroden durch umknicken der Beutelöffnung vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Elektroden nicht außerhalb der Originalverpackung (Beutel) lagern!

### Entsorgung:

Als Hausmüll, PVC- und Latex-frei, Verpackung der stofflichen Wiederverwertung zuführen.

**Wir haften nicht für Schäden, die durch nicht Befolgung dieser Gebrauchsanweisung, Missbrauch oder durch Fehler bei der Anwendung dieses Produktes in irgendeiner Weise entstehen.**

## Instructions for use Neonatalelectrodes

### Application / Warnings:

Derivation of bioelectric signals from the intact skin.

The electrodes must be applied by trained medical personnel to the patient.

Possibly occurring allergic reactions or skin sensitivities examine medically.

Use only with approved patient cables and / or adapters.

Not be in contact with external electrical voltages. This product is a medical disposable and may be used only once. Electrodes in which the gel has dried may not be used.

Consult a doctor immediately in case of accidental ingestion.

In an electro-surgery, the ECG electrodes may not be placed as close to the surgical field as the neutral electrode (ground).

### Directions for use:

1. Open the bag at the marked line
2. Setting the application points. Selected skin parties have to be cleaned of cream, dirt or other interfaces. Do not apply to uncleaned skin, otherwise no reliable adhesion and signal leakage
3. Withdraw the electrode at the beginning of the cable from the protective film
4. Place the electrode and press it to the skin gently
5. Contact the patient lead,

### Duration of use:

Check daily tightness and applied skin surface if the electrode is used for several days.

### Storage:

In their original packaging protected from the weather between +5 and + 30 °C. Note shelf life.

Consume partially used bags quickly, protect remaining electrodes by folding over the bag opening against moisture loss. Do not store the electrodes outside the original packaging (bag)!

### Disposal:

Dispose as household waste, PVC and latex-free, recycle packaging

**We are not liable for damages caused by non-compliance with these Instructions, abuse or caused by errors in the application of this product in any way.**