

## ELEKTRODEN FÜR DEFIBRILLATION, STIMULATION, ÜBERWACHUNG, KARDIOVERSION

### Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält Anmerkungen zur bestimmungsgemäßen Verwendung, Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum Gebrauch der **corPatch** Multifunktionsselektroden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

**corPatch** Multifunktionsselektroden sind als Zubehör für automatische externe Defibrillatoren (AED), semi-automatische Defibrillatoren oder manuelle Defibrillatoren vorgesehen.  
**corPatch** Multifunktionsselektroden werden am Oberkörper des Patienten angebracht. **corPatch** Multifunktionsselektroden sind nicht steril, ausschließlich zum einmaligen Gebrauch auf intakter (unverletzter) Haut bestimmt und dienen zur Übertragung von Energie oder EKG-Signalen zwischen Defibrillator und Patient.

### Beschreibung

**corPatch** Multifunktionsselektroden sind für Erwachsene und Kinder erhältlich.

### Gefährdungen



#### GEFAHR

Wenden Sie die Elektroden nicht in Gegenwart brennbarer Gase (einschließlich konzentriertem Sauerstoff) und Lösungsmittel an, um Explosions- und Brandgefahr zu vermeiden. Die Elektroden REF 04324.3, REF 05120.1, REF 05120.2 und REF 05120.3 sind zum Betrieb in Mehrplatz-Überdruckkammern bis zu 3 barg und bis zu einer Sauerstoffkonzentration von 23 % zugelassen.

### WARNUNG

- Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen sowie jeglicher Missbrauch oder falsche Anwendung der Elektroden kann zu Verbrennungen des Patienten führen oder den Therapieerfolg gefährden. (Hinweis: Hautrötungen sind nicht ungewöhnlich.)
- Verwenden Sie diese Elektroden nur mit **corpuls** Defibrillatoren. Die Verwendung dieses Produkts mit anderen Geräten kann zu einer potenziell gefährlichen Verbindung führen. Anmerkung: Verwenden Sie REF 04325.1 und REF 04325.2 nur mit dem corpuls 08/16 Defibrillator. Verwenden Sie REF 04324.3, 04324.4, 05120.1, 05120.2 und 05120.3 bei Verwendung des corpuls 08/16 Defibrillators mit Adapterkabel.
- Strangulationsgefahr — Alle Kabel müssen in angemessenem Abstand zum Hals des Patienten verlegt werden.
- Durch nichtinvasive Stimulation kann es zu Hautreizungen oder Verbrennungen kommen. Führen Sie die Stimulation mit großer Vorsicht durch und kontrollieren Sie die Haut alle 30 Minuten. Wechseln Sie die Elektroden nach der angegebenen Stimulationsdauer (siehe unten „Für erwachsene Patienten“ und „Für pädiatrische Patienten“). Intensiver Einsatz der Schrittmacherelektroden kann zur Bildung von Luftblasen führen. Um für optimalen Hautkontakt zu sorgen, streichen Sie die Blasen mit der Hand aus.

### Für erwachsene Patienten:

- Verwendung nur bei Patienten mit einem Gewicht über 20 kg.
- Austausch der Elektroden nach:
  - ▶ 50 Defibrillationsschocks
  - ▶ 1 Stunde fortlaufender Stimulation mit 140mA / 120P/min / Impulsdauer von 22ms  
80mA / 100P/min / Impulsdauer von 40ms
  - ▶ 8 Stunden fortlaufender Stimulation mit 70mA / 60P/min / Impulsdauer von 22ms  
50mA / 60P/min / Impulsdauer von 40ms
  - ▶ Applikationsdauer von 24 Stunden

### Für pädiatrische Patienten:

- Verwendung nur bei Kindern mit einem Gewicht bis zu 25 kg.
- Defibrillationsenergie von 100 Joule nicht überschreiten.
- Austausch der Elektroden nach:
  - ▶ 25 Defibrillationsschocks
  - ▶ 1 Stunde fortlaufender Stimulation mit 70mA / 140P/min / Impulsdauer von 22ms  
70mA / 140P/min / Impulsdauer von 40ms
  - ▶ Applikationsdauer von 8 Stunden

### VORSICHT

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem Verfallsdatum.
- Quetschen, knicken und biegen Sie die Elektroden nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Achten Sie darauf, dass die Brust des Patienten sauber und trocken ist.
- Öffnen Sie die Verpackung erst unmittelbar vor der Verwendung.
- Kontrollieren Sie Verpackung, Elektrode, Kabel und Anschluss vor der Verwendung. Stellen Sie Schäden fest, dürfen Sie die Elektroden nicht verwenden.
- Verwenden Sie nach Öffnen der Verpackung die Elektroden innerhalb eines Tages.
- Verwenden Sie keine Elektroden mit ausgetrocknetem Kontaktgel.
- Applizieren Sie kein zusätzliches Gel auf die Elektroden.
- Die Defibrillationselektroden dürfen einander nicht überlappen.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zwischen applizierten Defibrillationselektroden und anderen Elektroden oder Metallteilen, die mit dem Patienten in Verbindung stehen. Legen Sie die Elektroden nicht über einem implantierten Schrittmacher an.
- Überprüfen Sie die Elektroden bei einer Repositionierung für die Durchführung einer nichtinvasiven Stimulation. Beschädigte Elektroden nicht verwenden!
- Verwenden Sie separate EKG-Elektroden und -Kabel, wenn Sie eine nichtinvasive Schrittmachtherapie durchführen.
- Berühren Sie den Patienten während der Defibrillation nicht.
- Geben Sie keine Defibrillationsschläge von Paddles in diese Elektroden ab.
- Verwenden Sie die Defibrillationselektroden nur einmal. Bei Wiederverwendung können die elektrischen Eigenschaften nicht mehr ausreichend sein, so dass der Patient eventuell verletzt oder getötet wird. Diese Elektroden dürfen nur an einem einzigen Patienten verwendet werden. Bei erneuter Verwendung besteht die Gefahr, dass Infektionen zwischen Patienten übertragen werden.
- Halten Sie beim Defibrillator immer eine zweite Packung Defibrillationselektroden bereit.
- Verwenden Sie die Multifunktionsselektroden nicht für MRT-(Magnetresonanztomographie-)Anwendungen.

### HINWEIS

- Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Gerätes.
- Der Anwender muss mit der Verwendung der Elektroden bestens vertraut sein.
- Wählen Sie die geeignete Defibrillationsenergie entsprechend den Vorschriften in Ihrer Einrichtung oder nach den Richtlinien der American Heart Association oder des European Resuscitation Council.

### Gebrauchsanweisung

- Applikationsstellen auf dem Körper des Patienten nach der Gebrauchsanweisung des Defibrillatorherstellers auswählen. Schematisch sind die Standard-Elektrodenapplikationen für erwachsene und pädiatrische Patienten abgebildet.
  - (1a) Elektrodenapplikation anterior-anterior (Defibrillation)
  - (1b) Elektrodenapplikation anterior-posterior (Defibrillation und Schrittmachtherapie).
- Die Applikationsstelle muss sauber und trocken sein. Bei Bedarf rasieren.
- Elektroden aus der Verpackung nehmen (3a) und die Schutzfolie von den Elektroden abziehen (3b).
- Nach Vorschrift am Patienten applizieren. Fest andrücken, damit die gesamte Klebefläche gut Kontakt mit der Haut bekommt.
- Elektroden mit dem Defibrillator verbinden.
- Weitere Anwendung (Defibrillation/Stimulation) gemäß Gebrauchsanweisung des Defibrillatorherstellers.
- Elektrodenstecker vom Defibrillator abziehen.
- Elektroden langsam von der Haut des Patienten abziehen.
- Gebrauchte Elektroden vorschriftsmäßig entsorgen.



DE CE-Kennzeichnung EN CE mark FR Marque CE IT Marchio CE ES Marcado CE TR CE işaretleri  
RU Маркировка CE ZH CE标志 JA CEマーク



DE Hersteller EN Manufacturer FR Fabricant IT Casa produttrice ES Fabricante TR Üretici  
RU Изготовитель ZH 生产商 JA 製造業者



DE Chargennummer EN Batch code FR Code de lot IT Codice di lotto ES Código de lote TR Parti kodu  
RU Код партии ZH 批号 JA パッチコード



DE Revisionsnummer EN Revision Number FR Numéro de révision IT Numero di revisione ES Número de  
revisión TR Revizyon numarasi RU Номер редакции ZH 修订号 JA 改訂番号



DE Bestellnummer EN Catalogue number FR Numéro de catalogue IT Numero di catalogo ES Número  
de catálogo TR Katalog numarasi RU Номер по каталогу ZH 目录号 JA カタログ番号



DE Seriennummer EN Serial number FR Numéro de série IT Numero di serie ES Número de serie  
TR Seri numarasi RU Серийный номер ZH 序列号 JA 製造番号



DE Globale Artikelnummer EN Global Trade Item Number FR Code article international IT Numero  
articolo per lo scambio internazionale ES Número mundial de artículo comercial TR Küresel Ticarî Ürün  
Numarasi RU Международный код маркировки и учёта логистических единиц ZH 全球贸易项目代  
码 JA 国際取引商品番号



DE Menge EN Quantity FR Quantité IT Quantità ES Cantidad TR Miktar RU Количество ZH 数量  
JA 数量



DE Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden EN Do not use if package is damaged FR Ne pas  
utiliser si l'emballage est endommagé IT Non usare se la confezione presenta segni di danneggiamento  
ES Evite el uso si el envase está dañado TR Ambalajı hasarlı ise kullanmayınız RU Не использовать  
при повреждении упаковки ZH 若包装损坏，禁止使用 JA 包装に破損がある場合は使用しないこと。  
AR لا تستخدم إذا كانت العبوة تالفة FA اگر بسته بندی صدمه دیده است، استفاده نکند



DE Verwendbar bis EN Use-by date FR Date limite d'utilisation IT Data di scadenza ES Fecha de  
caducidad TR Son kullanma tarihi RU Использовать до ZH 使用期限 JA 有効期限







DE Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren EN Keep away from sunlight FR Tenir à l'abri des rayons  
du soleil IT Tenere lontano dalla luce solare ES Mantenga lejos de la luz solar TR Güneş ışığından  
uzak tutunuz RU Не допускать воздействия солнечного света ZH 避免日光照射 JA 直射日光を避け  
ること。AR يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس FA دور از نور خورشید نگه دارید



DE Trocken aufbewahren EN Keep dry FR Conservar au sec IT Conservare in luogo asciutto  
ES Mantenga seco TR Kuru ortamda saklayınız RU Беречь от влаги ZH 保持干燥  
JA 乾燥した場所で保管すること。AR يحفظ جافاً FA در جای خشک نگه دارید



DE Temperaturbegrenzung EN Temperature limit FR Limite de température IT Limite temperatura  
ES Limite de temperatura TR Sıcaklık sınırı RU Температурный диапазон ZH 温度限制 JA 温度限界  
AR حدود درجة الحرارة FA محدودیت دما





Rx ONLY



Made in Austria

Distributed by



DE Temperaturgrenzwert für den Transport EN Temperature limit for transport FR Limite de température relative au transport IT Limite di temperatura per il trasporto ES Limite de temperatura para el transporte TR Teslimat için sıcaklık sınırı RU Ограничение температуры транспортировки ZH 运输的温度限值 JA 輸送時の温度制限

DE Nicht zur Wiederverwendung EN Do not re-use FR Ne pas réutiliser IT Non riutilizzare ES No reutilice TR Tekrar kullanmayınız RU Запрет на повторное применение ZH 禁止重复使用 JA 再使用禁止

DE Achtung EN Caution FR Attention IT Attenzione ES Precaución TR Dikkat RU Предостережение ZH 注意 JA 注意

EN Caution! Federal Law (USA) restricts this device in the USA to sale by or on the order of a physician.

DE Siehe Betriebsanleitung / Broschüre EN Refer to Instruction Manual / Booklet FR Se reporter aux instructions d'utilisation / à la brochure IT Consultare il manuale / l'opuscolo delle istruzioni ES Consulte el folleto/manual de instrucciones TR Kullanma talimatına / Brosüre bkz. RU Обратитесь к инструкции по применению / брошюре ZH 参见使用说明书/手册，禁止使用 JA 取扱説明書/ブックレットを参照すること。

DE Hergestellt in Österreich EN Made in Austria FR Fabriqué en Autriche IT Prodotto in Austria ES Hecho en Austria TR Avusturya'da üretilmiştir RU Произведено в Австрии ZH 奥地利生产 JA オーストリア製

DE Vertrieb durch EN Distributed by FR Distribué par IT Distribuito da ES Distribuido por TR Dağıtımıcı RU Распространитель ZH 经销商 JA 販売業者

DE Haltbarkeit der Elektroden im geöffneten Beutel: x Tag / x Tage Maximal EN Shelf life for Electrodes in opened Pouch: x Day/x Days Maximum FR Durée de conservation des électrodes dans le sachet ouvert: x jour/x jours maximum IT Durata utile degli elettrodi dopo l'apertura della confezione: massimo x giorno / x giorni ES Período de conservación de electrodos en envase abierto: x días/días, máximo TR Poşeti açılmış elektrotların raf ömrü: En fazla x gün/x gün Spok godnosti elektrodov posle вскрытия упаковки: x день / x дней максимум ZH 开封后电极的使用寿命: x天/最多x天 JA 開封後の電極の使用期限: x日/最大x日

DE Elektroden nicht drücken, verbiegen oder falten oder mit schweren Gegenständen belasten EN Do not crush, bend, or fold Electrodes or store them under heavy Objects FR Ne pas écraser, tordre ou plier les électrodes ni les stocker sous des objets lourds IT Non schiacciare, curvare o piegare gli elettrodi e non riporli sotto oggetti pesanti ES No aplaste, doble ni pliegue los electrodos, ni los almacene debajo de objetos pesados. TR Elektrotları basınca uygulamayınız, elektrotları eğmeyiniz, bükmeyiniz, üzerine ağır cisimleri yerleştirilerek saklamayınız RU Не сдавливайте, не гните и не складывайте электроды, а также не храните их под тяжелыми предметами ZH 禁止挤压、弯曲、折叠或用重物压电极 JA 電極を被弾したり、曲げたり、折ったり、重い物の下に置いたりしないでください。

AR لا تكسر الأقطاب أو تشوه أو تلوثها أو تخزنها تحت أشياء ثقيلة

DE Nicht zur Verwendung mit einem automatisierten externen Defibrillator (AED) EN Do not use with an Automated External Defibrillator (AED) FR Ne pas utiliser avec un défibrillateur externe automatique (DEA) IT Non utilizzare con un defibrillatore automatico esterno (AED) ES No utilize con un desfibrilador externo automático (DEA) TR Otomatik eksternal defibrilatör (AED) ile birlikte kullanılmamalıdır. RU Не используйте вместе с автоматическим внешним дефибриллятором (AED) ZH 禁止与自动外部除颤器 (AED) 一同使用 JA 自動体外式除颤器 (AED) には使用しないでください。

AR يستخدم مع مريل الرجفان الألي الخارجي (FA) همراه با دستگاه الكروتوك حيوي (AED) استخدمه كتحذير


Compatible with



xx kg / yy lbs

Max. Joules

Max. h



DE kompatibel mit EN compatible with FR compatible avec IT compatibile con ES compatible con TR şunlarla uyumludur RU совместим с ZH 可兼容 JA 互換性

DE Das Produkt ist für den Gebrauch für Erwachsene / Kinder / Säuglinge bestimmt (entsprechend Markierung) mit einem Körpergewicht von xx kg / yy lbs. EN The product is intended for use for adults/ pediatric/infants (as checked) of a body weight range as indicated (xx kg/yy lbs). FR Le produit est destiné à être utilisé sur des adultes/ enfants/ nouveaux-nés (selon le marquage) d'un poids corporel de xx kg/yy lbs. IT Il prodotto è destinato all'utilizzo con pazienti adulti/pediatrici/neonati (vedere il segno di spunta) di un peso corporeo compreso nella gamma indicata (xx kg/yy lbs). ES El producto ha sido diseñado para el uso en adultos/niños (según la marca de identificación) con un peso corporal dentro del rango indicado (xx kg/yy lbs). TR Bu ürün, belirlenen vücut ağırlıklarındaki yetişkinler/ çocuklar/yaeni doğanlarda (işaretlendiği şekilde) kullanılmak üzere tasarlanmıştır (xx kg / yy lbs). RU Продукт предназначен для использования для взрослых / детей / младенцев (согласно отметке на маркировке) с массой тела в указанном диапазоне (xx кг (кг) / yy lbs (фунтов)). ZH 该产品设计用于规定体重范围 (xx kg (公斤)/yy lbs (磅)) 的成人/儿童/婴儿 (见标记)。JA 本製品は、体重範囲 (xx kg/yy lbs) の成人/小児/乳幼児 (手エックマーク) 用です。

AR هذا المنتج معد للاستخدام للأطفال (كما هو مؤشّر عليه) بوزن مداه كما هو موضح (xx (kg) كجم/yy (lbs) محمول) للاستفاده بوزن مسنخص منه

DE Defibrillationsenergie von XX Joule nicht überschreiten. EN Do not exceed XX Joule while defibrilating. FR Ne pas dépasser une énergie de défibrillation de XX joules IT Non superare XX joule durante la defibrillazione. ES No sobrepase los XX J al desfibrilar. TR Defibrilasyon sırasında XX Joule'lik enerji seviyesini geçmeyiniz. RU Во время дефибриляции разряд не должен превышать XX Дж/юлей. ZH 除颤能量不得超过XX焦耳。JA 除細動中はXXジュールを越えてください。

DE Nicht länger als ... Stunden verwenden EN Do not use for more than ... hours FR Ne pas utiliser plus de ... heures IT Non utilizzare per più di ... ore ES No use durante más de ... horas TR ... saatleri fazla kullanılmamalıdır RU Не использовать дольше ... часов ZH 禁止使用超过...小时 JA ...時間以上使用しないでください。

AR لا يستخدم لأكثر من ... ساعة/ساعات FA بیشتر از ... ساعت استفاده نکنید

DE Nicht länger als ... Stunden verwenden EN Do not use for more than ... hours FR Ne pas utiliser plus de ... heures IT Non utilizzare per più di ... ore ES No use durante más de ... horas TR ... saatleri fazla kullanılmamalıdır RU Не использовать дольше ... часов ZH 禁止使用超过...小时 JA ...時間以上使用しないでください。

AR يستخدم لأكثر من ... ساعة/ساعات FA بیشتر از ... ساعت استفاده نکنید

DE Hyperbare Oxygenierung EN Hyperbaric oxygen therapy FR Oxygénotherapie hyperbare IT Ossigenoterapia iperbarica ES Oxigenoterapia hiperbárica TR Hiperbarik oksijen tedavisi RU Гипербарическая оксигенация ZH 高压氧疗法 JA 高压酸素療法

AR معالجة أكسجينية عالية الضغط FA درمان با اکسیژن بر فشار

DE Gibt an, dass das EIP (Electronic Information Product) keine giftigen und gefährlichen Stoffe oder Elemente in Konzentration über dem Maximalwert enthält und dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt handelt, das wiederverwert und wiederverwendet werden kann. EN Indicates that the EIP (Electronic Information Product) does not contain toxic and hazardous substances or elements above the maximum concentration values, and that it is an environmentally-friendly product which can be recycled and reused. FR Indique que le EIP (Electronic Information Product) ne contient pas de substances ou d'éléments toxiques et dangereux dans des concentrations supérieures aux valeurs maximales et qu'il s'agit d'un produit respectueux de l'environnement pouvant être recyclé et réutilisé. IT Indica che il prodotto EIP (Electronic Information Product) non contiene sostanze tossiche e pericolose o elementi che superano i valori di concentrazione massima, e che si tratta di un prodotto ecocompatibile che può essere riciclato e riutilizzato. ES Indica que el EIP (Electronic Information Product) no contiene sustancias ni elementos tóxicos o peligrosos, por encima de los valores máximos de concentración, y que se trata de un producto ecológico, que puede reciclarse y reutilizarse. TR Elektronik Bilgi Ürününün EIP (Electronic Information Product), azami değeri aşan konsantrasyonlarda toksik veya tehlikeli maddeler veya elementler içermediğini ve geri dönüştürülebilir tekrar kullanılabilir, çevre dostu bir ürün olduğunu bildirir. RU Указывает, что EIP (Electronic Information Product, электронный информационный продукт) не содержит токсичных

и опасных веществ или элементов в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, и является экологически чистым продуктом, который может быть переработан и использован повторно. ZH 表明该电子产品 (EIP, Electronic Information Product) 不含超过最大浓度值的毒性和有害物质或元素, 是可回收利用的环保产品. JA 本電子情報機器 (EIP, Electronic Information Product) は、最大濃度値を超える有毒物質や有害物質を含まず、リサイクルおよび再利用可能な環境に配慮した製品であることを示します。

AR يشير الى أن منتج المعلومات الإلكتروني (EIP) لا يحتوي على مواد سامه أو خطرة أو عناصر أعلى من التركيزات المسموح بها وأنه منتج صديق للبيئة يمكن إعادة تدويره وإعادة استخدامه.  
FA بائگار این است که EIP مواد سمی و خطرناک یا عناصری ندارد که فشردهگی آنها بالاتر از حد اکثر میزان فشردهگی باشد و محصولی دوستدار محیط زیست است که قابل بازیافت و استفاده مجدد است.



DE Wiederverwertbar/erneuerbar - Polyethylen niedriger Dichte - Kunststoff-Aluminium (Verbundstoff)  
EN Recyclable/renewable Low Density Polyethylene - Plastic-aluminium (composite materials)  
FR Recyclable/renouvelable - Polyéthylène basse densité - plastique-aluminium (matériaux composites)  
IT Riciclabile / rinnovabile - Polietilene a bassa densità - Plastica-aluminio (materiali compositi)  
ES Reciclabile/renovable - Polietileno de baja densidad, plástico-aluminio (materiales compuestos)  
TR Geri dönüştürülebilir/yenilenebilir - Düşük yoğunluklu polietilen - Plastik alüminyum (kompozit malzemeler)  
RU Пригоден для вторичной переработки - полиэтилен низкой плотности - пластик - алюминий (композитные материалы)  
ZH 可回收/可恢复 - 低密度聚乙烯 - 塑料-铝 (复合材料)  
JA リサイクル可能/再生可能 - 低密度ポリエチレン - プラスチック-アルミニウム (複合材料)  
FA قابل بازیافت/جدیدپذیر پلی اتیلن با فشردهگی پایین - پلاستیک-آلومینیوم (مواد مرکب)



DE Wiederverwertbar/erneuerbar - Polyethylen hoher Dichte EN Recyclable/renewable High-density polyethylene FR Recyclable/renouvelable - Polyéthylène haute densité IT Riciclabile / rinnovabile - Polietilene ad alta densità ES Reciclabile/renovable - Polietileno de alta densidad TR Geri dönüştürülebilir/yenilenebilir - Yüksek yoğunluklu polietilen RU Пригоден для вторичной переработки - полиэтилен высокой плотности ZH 可回收/可恢复 - 高密度聚乙烯 JA リサイクル可能/再生可能 - 高密度ポリエチレン



Only use with

DE Hier öffnen EN Open here FR Ouvrir ici IT Aprire qui ES Abra aquí TR Buradan açınız RU Открыть здесь ZH 此处打开 JA ここから開封してください。 AR اینجا باز کنید FA افش من هنا

DE zur Verwendung mit (gefolgt von einer Liste von kompatiblen Geräten) EN Only use with (followed by a list of compatible devices) FR Utiliser uniquement avec (suivi d'une liste d'appareils compatibles) IT Utilizzare esclusivamente con (seguito da un elenco di dispositivi compatibili) ES Utilice únicamente con (seguido por una lista de equipos compatibles) TR Yalnızca şunlarla birlikte kullanılabilir (uyumlu cihazların bir listesi eklenir) RU Использовать только с (следует переченъ совместимых устройств) ZH 只能配合使用 (兼容设备列表) JA 対応機種 (対応機種リストを表示)

AR يستخدم فقط مع (صنوع متوافمة الأجهزة المتوافقة)  
FA فقط همراه با این وسایل استفاده شود. (فهرست دستگاه های سازگار در ذیل آمده است)