

DE EKG Registrierpapier mit vorgedrucktem Raster

	Medizinprodukt Klasse Im
	LOT Nummer
	Katalog Nummer
	Hersteller: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Vor Sonnenlicht schützen Im Dunkeln aufbewahren
	Einmalgebrauch
	Vor Feuchte schützen
	Lagerung unter 30 °C/86 °F
	Lagerung unter 65 % rH
	Herstellungsdatum
	Frei von Bisphenol A und Bisphenol S 10 Jahre Bildstabilität
	Blatt
	Faltbuch
	Rolle
	Schachtel (Verkaufseinheit)
	Importeur corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Für bestimmungsgemässen Gebrauch die Anleitung des entsprechenden EKG-Gerätes verwenden

Das Raster verläuft senkrecht zum Papier mit einer Toleranz von ± 0.5 %
Rasterabstände haben eine Toleranz von ± 2% pro 1 mm

BG Предварително разграфена хартия за ЕКГ

	Медицинско изделие от клас Im
	ПАРТИДЕН номер
	Номер за справка
	Производител: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Да не се излага на пряка слънчева светлина Да се съхранява на защитено от светлина място
	Да не се използва повторно
	Да не се мокри
	Съхранение под 30°C/86°F
	Съхранение под 65% rH
	Дата на производство
	Не съдържа бисфенол А и бисфенол S 10 години стабилност на изображението
	На листи
	На пачки
	На ролка
	Кутия (окомплектовка за продажба)
	ВНОСИТЕЛ corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Спазвайте ръководството за потребителя и правете справка със забележките за безопасност в документите, които сте получили заедно с ЕКГ устройството.

Вертикална решетка, допустими отклонения: ±0,5%
Допустими отклонения за гъстотата на мрежата: ± 2% на 1 mm
Да не се съхранява с пластмасово покритие

ET Eeltrikitud ruudustikuga EKG-diagrammi paber

	Meditsiiniseadme klass Im
	Partiinumber
	Viitenumber
	Tootja: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Ärge pange otsese päikesevalguse kätte Hoidke valguse eest kaitstult
	Mitte kasutada korduvalt
	Hoida kuivas
	Säilitada temperatuuril alla 30 °C / 86 °F
	Säilitada suhtelisel õhuniiskusel alla 65%
	Tootmiskuupäev
	Bisfenool A- ja bisfenool S-vaba Kujutise stabiilsus 10 aastat
	Leht
	Volditud
	Rull
	Kast (müügiühik)
	maaletooja corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Järgige kasutusjuhendit ja tutvuge ohutusjuhisteaga oma EKG-seadmega kaasas olevates dokumentides.

Vertikaalne võre; lubatud hälve: ±0,5%
Ruudustiku vahekauguse lubatud hälve: ±2% 1 mm kohta
Mitte hoiustada plastkattes

EN ECG chart paper with pre-printed grid

	Medical device Class Im
	LOT number
	Reference number
	Manufacturer: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Do not expose to direct sunlight Store protected from light
	Do not re-use
	Keep dry
	Storage below 30 °C/86 °F
	Storage below 65 % rH
	Manufacturing date
	Bisphenol A- and Bisphenol S-free 10 years of image stability
	Sheet
	Folded
	Rolle
	Box (selling unit)
	Importeur corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Observe the user guide and consult the safety notes in the documents accompanying your ECG device.

Vertical grid; tolerance: ± 0.5 %
Tolerance for grid spacing: ± 2 % per 1 mm
Do not store in a plastic cover

CS Papír pro EKG s předtiskěnou mřížkou

	Zdravotnický přístroj třídy Im
	Číslo LOT
	Referenční číslo
	Výrobce: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Nevystavujte přímému slunci Při skladování chráňte před světlem
	Nepoužívejte opakovaně
	Uchovávejte v suchu
	Skladujte při teplotě nižší než 30 °C/86 °F
	Skladujte při relativní vlhkosti nižší než 65 %
	Datum výroby
	Neobsahuje Bisfenol A a Bisfenol S Stabilita obrazu je 10 let
	List
	Složeno
	Svítek
	Krabiice (prodejní jednotka)
	dovozce corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Čtěte se návodu a přečtěte si bezpečnostní poznámky v dokumentech dodaných s vašim EKG zařízením.

Svislá mřížka, tolerance: ±0,5 %
Tolerance mezer mřížky: ± 2 % na 1 mm
Neskladujte pod plastovým krytem

FI EKG-paperi esipainetulla ruudukolla

	Lääkinnällinen laite, luokka Im
	Eränumero
	Viitenumero
	Valmistaja: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Älä altista suoralle auringonvalolle. Säilytä valolta suojattuna.
	Älä käytä uudelleen
	Pidä kuivana
	Säilytä alle 30 °C:ssa/86 °F:ssa
	Säilytä alle 65 % rH:ssa
	Valmistuspäivä
	Ei sisällä bisfenoli A:ta tai bisfenoli S:ää. 10 vuoden takuu kuvien vakaudelle.
	Arkki
	Taitettu
	Rulla
	Laatikko (myyntipakkaus)
	maahantuojia corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Noudata käyttöohjetta ja EKG-laitteen asiakirjoissa olevia turvallisuutta koskevia huomautuksia.

Ruutujen toleranssi pystysuunnassa: ± 0,5 %
Ruutuvälien toleranssi: ± 2 % per 1 mm
Älä säilytä paperia muovitaskussa.

FR Papier graphique ECG avec grille pré-imprimée

	Dispositif médical de classe Im
	Numéro de LOT
	Numéro de référence
	Fabricant: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. Stocker à l'abri de la lumière
	Ne pas réutiliser
	Garder au sec
	Stockage sous 30 °C/86 °F
	Stockage sous 65 % de HR
	Date de fabrication
	Exempt de bisphénol A et de bisphénol S 10 ans de stabilité d'image
	Feuille
	Liasse
	Rouleau
	Boîte (unité à la vente)
	importateur corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Suivre le mode d'emploi et consulter les consignes de sécurité dans les documents joints avec votre appareil ECG.

Grille verticale ; tolérance : ± 0,5 %
Tolérance pour l'espacement de grilles : ± 2 % par 1 mm
Ne pas stocker dans une pochette en plastique.

DA EKG-diagrampapier med fortrykt gitter

	Medicinsk udstyr i klasse Im
	LOT-nummer
	Referencenummer
	Producent: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Må ikke udsættes for direkte sollys Opbevares beskyttet mod lys
	Må ikke bruges
	Opbevares tørt
	Opbevares under 30 °C/86 °F
	Opbevares under 65 % RH
	Produktionsdato
	Bisphenol A- og bisphenol S-frit 10 års billedstabilitet
	Ark
	Foldet
	Rulle
	Kasse (salgsenhed)
	importør corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Overhold brugervejledningen, og læs sikkerhedsanvisningerne i den medfølgende dokumentation til dit EKG-apparat.

Lodret gitter; tolerance: ±0,5 %
Tolerance for gitterafstand: ±2 % pr. 1 mm
Opbevar ikke papiret i plast

HR Papir za EKG s unaprijed otisnutim kvadratcima

	Medicinski proizvod klase Im
	Broj serije
	Referentni broj
	Proizvođač: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti Čuvajte na mjestu zaštićenom od svjetlosti
	Nije za višekratnu uporabu
	Čuvajte suhim
	Čuvajte na temperaturi manjoj od 30 °C / 86 °F
	Čuvajte na mjestu s relativnom vlažnosti manjom od 65 %
	Datum proizvodnje
	Bez bisfenola A i bisfenola S 10 godina stabilnosti snimke
	List
	Preklapljeno
	Zamotano
	Kutija (jedinica za prodaju)
	uvoznik corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Pridržavajte se uputa u korisničkom priručniku i pogledajte sigurnosne napomene u dokumentima isporučena s vašim EKG uređajem.

Okomiti kvadrati; dopušteno odstupanje ± 0,5 %
Dopušteno odstupanje u pogledu veličine kvadrata: ± 2 % za svaki mm
Nemojte čuvati u plastičnom omotu

RU Регистрационная бумага для ЭКГ с сеткой

	Медицинский прибор класса Im
	Номер партии
	Каталожный номер
	Изготовитель: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Не подвергать воздействию солнечного света Хранить в темном месте
	Не использовать повторно
	Береечь от влаги
	Хранение при температуре менее 30 °C/86 °F
	Хранение в условиях влажности менее 65 %
	Дата изготовления
	Не содержит бисфенол-А и бисфенол-S Гарантия устойчивости изображения в течение 10 лет
	Лист
	Пачка (Z-образно сложенная)
	Рулон
	Коробка (минимальный объем заказа)
	импортер corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Соблюдайте рекомендации и замечания по технике безопасности, приведенные в руководстве пользователя и иных сопроводительных документах к вашему электрокардиографу

Вертикальная сетка; допуск: ± 0.5 %
Допуск на шаг сетки: ± 2 % на 1 мм
Не хранить в пластиковой коробке

EL Διαγραμματικό χαρτί ΗΚΓ με προεκτυπωμένο πλέγμα

	Ιατρική συσκευή Κατηγορία Im
	Αριθμός ΠΑΡΤΙΔΑΣ
	Αριθμός αναφοράς
	Κατασκευαστής: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως Αποθήκευση με προστασία από το φως
	Να μην επαναχρησιμοποιείται
	Να μην βρέχεται
	Αποθήκευση κάτω από 30 °C/86 °F
	Αποθήκευση κάτω από 65 % rH
	Ημερομηνία κατασκευής
	Χωρίς διαφαινόλη Α και διαφαινόλη S 10 χρόνια σταθερότητας εικόνας
	Φύλλο
	Διπλωμένο
	Ρολό
	Κουτί (μονάδα πώλησης)
	εισαγωγέας corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Ακολουθήστε τον οδηγό χρήσης και ανατρέξτε στις σημειώσεις ασφαλείας στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή ΗΚΓ.

Κατακόρυφο πλέγμα, ανοχή: ± 0,5 %
Ανοχή για απόσταση πλέγματος: ± 2 % ανά 1 mm
Να μην αποθηκεύεται σε πλαστικό κάλυμμα

HU EKG-grafikonpapier előnyomott ráccsal

	Im. osztályú orvostechnikai eszköz
	Tételszám
	Hivatkozási szám
	Gyártó: Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68
	TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)
	Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München
	MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK
	Ne tegye ki közvetlen napfénynek Fénytől védve tárolandó
	Ne használja újra
	Tartsa szárazon
	Tárolja 30 °C (86 °F) alatti hőmérsékleten
	Tárolja 65% alatti relatív páratartalom
	Gyártási idő
	Biszfenol-A- és biszfenol-S-mentes 10 év képességű
	Ív
	Összehajtogatott ív
	Tekercs
	Doboz (értékesítési egység)
	importőr corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
	Tartsa be a használati útmutatóban foglalt előírásokat, és tanulmányozza az az EKG-készülékét kísérő dokumentumokban foglalt biztonsági megjegyzéseket.

Függőleges rács; tűrés: ± 0,5 %
Tűrés a rácsközöknél: ± 2%/1 mm
Ne tárolja műanyag fedél alatt

IT Carta per grafici ECG con griglia prestampata

||
||
||

LT EKG diagramų popierius su iš anksto atspausdintu tinkleliu

MD	Im klasės medicinos prietaisas
LOT	Partijos numeris
REF	Nuorodos numeris

Gamintojas:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje
Laikykite saugodami nuo šviesos

Nenaudokite pakartotinai

Laikykite sausai

Laikykite žemesnėje nei 30 °C (86 °F) temperatūroje
 Laikykite mažesnio nei 65 % santykinio oro drėgnio sąlygomis

Pagaminimo data

Be bisfenolio A ir S
10 metų vaizdo stabilumas

Lapas
 Sulankstyta
 Suvyniota

Dėžė (pardavimo vienetas)

Importeur:
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Laikykites vartotojo vadovo ir perskaitykite prie EKG prietaiso pridėtuose dokumentuose nurodytą saugos informaciją.

Vertikalus tinklelis, nuokrypis ± 0,5 %
Tinklelio dydžio nuokrypis ± 2 % / 1 mm
Nelaikykite plastikinėje pakuotėje

	Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje
	Nenaudokite pakartotinai

SL EKG diagramski papir z vnaprej natisnjeno mrežo

MD	Medicinski pripomoček razreda Im
LOT	Številka serije
REF	Referenčna številka

Proizvajalec:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
Hranite stran od svetlobe

Ne uporabljajte ponovno

Ohranite suho

Hranite pri temperaturi pod 30 °C/86 °F

Hranite pri relativni vlažnosti pod 65 %

Datum proizvodnje

Bisphenol A- in Bisphenol S-free
10 let stabilnosti podobe

List
 Zloženi
 Rola

Škatla (prodajna enota)

uvoznik
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Upoštevajte navodila za uporabo in si oglejte varnostne napotke v dokumentih, ki so priloženi vaši EKG napravi.

Navpična mreža; odstopanje: ± 0,5 %
Odstopanje pri razmiku mreže: ± 2 % na 1 mm
Ne hranite v plastičnem ovoju

RO Hărtie ECG cu grilă preimprimată

MD	Dispozitiv medical clasa Im
LOT	Număr LOT
REF	Număr de referință

Producător:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

A nu se expune in lumina directă a soarelui.
A se depozita protejat de lumină

A nu se reutiliza

A se menține uscat

Depozitare sub 30 °C / 86 ° F

Depozitare sub 65 % rH

Data fabricației

Fără bisfenol A și bisfenol S
10 ani de stabilitate a imaginii

Foaie
 Top
 Rolă

Cutie (unitate de vânzare)

importator
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Respectați ghidul utilizatorului și consultați notele de siguranță din documentele care însoțesc dispozitivul dvs. ECG.

Grilă verticală; toleranță: ± 0,5 %
Toleranță pentru spațiere grilă: ± 2 % per 1 mm
A nu se depozita în mape din plastic

HR Papir za EKG s unaprijed otisnutim kvadratičima

MD	Medicinski proizvod klase Im
LOT	Broj serije
REF	Referentni broj

Proizvođač:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj svjetlosti
Čuvajte na mjestu zaštićenom od svjetlosti

Nije za višekratnu uporabu

Čuvajte suhim

Čuvajte na temperaturi manjoj od 30 °C / 86 °F

Čuvajte na mjestu s relativnom vlažnosti manjom od 65 %

Datum proizvodnje

Bez bisfenola A i bisfenola S
10 godina stabilnosti snimke

List
 Preklopljeno
 Zamotano

Kutija (jedinica za prodaju)

uvoznik
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Pridržavajte se uputa u korisničkom priručniku i pogledajte sigurnosne napomene u dokumentima isporučenima s vašim EKG uređajem.

Okomiti kvadratiči; dopušteno odstupanje ± 0,5 %
Dopušteno odstupanje u pogledu veličine kvadratiča: ± 2 % za svaki mm
Nemojte čuvati u plastičnom omotu

SV EKG-papper med förtryckt rutnäts

MD	Medicinteknisk produkt, klass Im
LOT	LOT-nummer
REF	Referensnummer

Tillverkare:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Får inte utsättas för direkt solljus
Förvaras skyddat från ljus

Får inte återanvändas

Håll torrt

Förvaras under 30 °C/86 °F

Förvaras under 65 % rH

Tillverkningsdatum

Fritt från bisfenol A och bisfenol S
10 års bildstabilitet

Ark
 Veckat
 Rulle

Kartong (försäljningsenhet)

importör
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Följ anvisningarna i användarhandboken och beakta säkerhetsmeddelandena i de dokument som medföljer EKG-apparatn.

Vertikalt rutnät; tolerans: ± 0,5 %
Tolerans för rutnätsavstånd: ± 2 % per 1 mm
Får inte förvaras i ett plasthölje

SK EKG papir s predtlačenu mriežkou

MD	Zdravotnícka pomôcka triedy Im
LOT	Číslo šarže
REF	Objednávkové číslo

Výrobca:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
Skladujte chránené pred svetlom

Nepoužívajte opakovane

Uchovávejte v suchu

Skladujte pri teplote do 30 °C/86 °F

Skladujte pri relativnej vlhkosti do 65 %

Dátum výroby

Neobsahuje bisfenol A ani bisfenol S
10 rokov stability snímky

Hárok
 Zložené
 Rolka

Krabica (predajná jednotka)

dovozca
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Dodržiavajte návod na obsluhu a prečítajte si bezpečnostné pokyny v dokumentoch, ktoré sú priložené k vášmu EKG zariadeniu.

Vertikálna mriežka; tolerancia: ± 0,5 %
Tolerancia rozstupu mriežky: ± 2 % na 1 mm
Neskladujte v plastovom obale

HU EKG-grafikonpapir előnyomott ráccsal

MD	Im. osztályú orvostechnikai eszköz
LOT	Tételszám
REF	Hivatkozási szám

Gyártó:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Ne tegye ki közvetlen napfénynek
Fénytől védve tárolandó

Ne használja újra

Tartsa szárazon

Tárolja 30 °C (86 °F) alatti hőmérsékleten

Tárolja 65% alatti relatív páratartalomn

Gyártási idő

Biszfenol-A- és biszfenol-S-mentes
10 év képességesség

Ív
 Összehajtogatott ív
 Tekercs

Doboz (értékesítési egység)

importőr
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Tartsa be a használati útmutatóban foglalt előírásokat, és tanulmányozza át az EKG-készülékét kísérő dokumentumokban foglalt biztonsági megjegyzéseket.

Függőleges rács; tűrés: ± 0,5 %
Tűrés a ráccsközöknél: ± 2%/1 mm
Ne tárolja műanyag fedél alatt

NO Papir registrertrypjny EKG z nadrukovaną kratką

MD	Medisinsk utstyr klasse Im
LOT	LOT-nummer
REF	Referensnummer

Produsent:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Unngå eksponering for direkte sol
Oppbevar beskyttet mot lys

Skal ikke gjenbrukes

Oppbevar tørt

Lagring under 30 °C/86 °F

Lagring under 65 % rH

Produksjonsdato

Uten bisfenol A og bisfenol S
10 års bildestabilitet

Ark
 Foldet
 Rull

Eske (salgsenhet)

importer
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, D-86916 Kaufering https://corpuls.world / Tel. +49 8191 65722-0
Les brukerhåndboken og se sikkerhetsmerknadene som gjelder for EKG-enheten.

Vertikalt retnett; toleranse: ± 0,5 %
Toleranse for rutenettavstand: ± 2 % per 1 mm
Skal ikke lagres i plastomslag

ZH	网格心电图图纸
MD	Im 类医疗器械
LOT	批号
REF	参考号
制造商	<p>Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68</p> <p>CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)</p> <p>EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München</p> <p>UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK</p>
避免阳光直射	避免阳光直射
避免保存	请勿重复使用
保持干燥	保持干燥
存放温度低于 30 °C/86 °F	存放温度低于 30 °C/86 °F
存放湿度低于 65 % rH	存放湿度低于 65 % rH
生产日期	生产日期
不含双酚 A 和双酚 S	不含双酚 A 和双酚 S
图像稳定长达 10 年	图像稳定长达 10 年
张	张
折叠	折叠
卷	卷
箱（销售单位）	箱（销售单位）
corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, 86916 Kaufering / Germany https://corpuls.world / 电话+49 8191 65722-0	<p>corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, 86916 Kaufering / Germany https://corpuls.world / 电话+49 8191 65722-0</p> <p>请遵守用户指南。</p> <p>并查阅心电图设备随附文档中的安全须知。</p> <p>垂直网格：公差：± 0.5% 网格间距公差：每 1mm 为 ±2% 不要存放在塑料包装中</p>
MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK	<p>MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK</p>

LT EKG diagramų popierius su iš anksto atspausdintu tinkleliu

MD	Im klasės medicinos prietaisas
LOT	Partijos numeris
REF	Nuorodos numeris

Gamintojas:
Diagramma AG , CH-8953 Dietikon, Switzerland info@diagramma.com, Tel. +41 44 745 68 68

CE TÜV Nord Cert GmbH # 44 235 150520 (MDD 93/42 EWG An. V)

EC REP Veranex Germany GmbH Landsbergerstrasse 302, D-80687 München

UK RP MedEnvoy UK Limited, 85, Great Portland Street, FF, London, W1W 5LT, UK

Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje
Laikykite saugodami nuo šviesos

Nenaudokite pakartotinai

Laikykite sausai

Laikykite žemesnėje nei 30 °C (86 °F) temperatūroje

Laikykite mažesnio nei 65 % santykinio oro drėgnio sąlygomis

Pagaminimo data

Be bisfenolio A ir S
10 metų vaizdo stabilumas

Lapas
 Sulankstyta
 Suvyniota

Dėžė (pardavimo vienetas)

importuotojas
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G.